



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Confort et protection



CHOISIR LA BONNE BLOUSE

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne blouse, il faut tenir compte de l'utilisation prévue et du niveau requis de barrière étanche. Medicom propose une gamme complète de blouses conçues pour des procédures présentant divers niveaux d'exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang ou à des fluides corporels.

Quel est votre risque prévu d'exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang ou à des liquides organiques?

L'American National Standards Institute/Association of the Advancement of Medical Instrumentation (ANSI/AAMI) classe les blouses en fonction de leur rendement en matière de barrière étanche. Selon la norme ANSI/AAMI PB70, plus le niveau ANSI/AAMI est élevé, meilleure est la barrière étanche de la blouse.

Classification ANSI/AAMI	 ANSI/AAMI PB70 LEVEL 0	 ANSI/AAMI PB70 LEVEL 1	 ANSI/AAMI PB70 LEVEL 2	 ANSI/AAMI PB70 LEVEL 3
Risque prévu d'exposition au sang/aux fluides corporels.	Très minime	Minime	Faible	Modéré
Exemples de procédures*.	Soins de base, blouses pour les visiteurs.	Soins de base, blouses pour les visiteurs, isolation standard.	Prises de sang, sutures, soins intensifs, laboratoire de pathologie.	Prise de sang artériel, pose d'une perfusion intraveineuse, urgences, cas de traumatismes.


Options de vêtements de protection Medicom

Blouse aux hanches Longueur aux hanches et ouverte sur le devant; conçue pour couvrir les vêtements.	●			
Blouse de laboratoire Longueur au genou et ouvert sur le devant; conçu pour couvrir les vêtements.	●			
Blouse d'isolation Conçue pour empêcher le transfert de micro-organismes et de fluides corporels pendant les procédures médicales.	●	●	●	●
Blouse chirurgicale Conçue pour empêcher le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules pendant les interventions chirurgicales.				●

Références : FDA Personal Protective Equipment for Infection Control/Medical Gowns. (Équipements de protection individuelle pour la lutte contre les infections/blouses médicales.)
Disponible à : [fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns](https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns)


* Les exemples du tableau ne sont pas exhaustifs et ne remplacent pas le jugement ou l'expérience d'un professionnel.

MATÉRIAUX DES VÊTEMENTS




Polypropylène filé-lié

La norme en matière de vêtements de protection; les fibres liées forment une seule couche de matériau non tissé respirant.



SMS à couches multiples

Couche(s) intérieure(s) de fibres de polypropylène fondues-soufflées entre des couches extérieures de polypropylène filé-lié, combinant la solidité et la résistance aux fluides avec un confort doux et respirant.



Polypropylène enduit (poly enduit)

Polypropylène filé-lié souple enduit d'une couche de pellicule de polyéthylène (plastique). Idéal pour les situations qui exigent un haut niveau de protection des fluides.



Polyéthylène

Une seule couche de pellicule de polyéthylène (plastique) qui offre d'excellentes propriétés de barrière étanche. Idéal pour les situations où l'on s'attend à des niveaux élevés de fluides.

QUELQUES CONSEILS RAPIDES

QUAND CHAQUE SECONDE COMPTE

Notre gamme primée VersaGown® permet d'assurer la conformité au contrôle des infections en améliorant l'enfilage et le retrait sans compromettre le confort ou la commodité. Il est prouvé qu'elles réduisent le risque de contamination croisée jusqu'à 35 % par rapport aux blouses standard.

Données au dossier.

TENEZ COMPTE DE L'UTILISATION PRÉVUE DE VOTRE BLOUSE

Les différentes procédures génèrent différents niveaux d'exposition au sang, aux fluides corporels ou à d'autres matières potentiellement infectieuses. Choisissez une blouse de niveau AAMI plus élevée pour les interventions plus longues et plus intenses en liquide.

FATIGUÉ DES MANCHES QUI REMONTENT?

Les passe-pouces standards et rallongés augmentent la couverture des paumes et éliminent les ouvertures au niveau des poignets, ce qui contribue à réduire le risque de contamination des mains et des poignets lors du retrait de l'EPI.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION DES VÊTEMENTS

OPTIONS DE COL

Une variété de types de fermetures au col permettent de maintenir la blouse bien en place et d'utiliser la méthode préférée pour l'enfiler et la retirer.



Flexneck^{MC}



Flexneck Plus^{MC}



Par-dessus
la tête



Attaches au cou



Velcro

OPTIONS DE POIGNETS

Plusieurs options de poignets permettent d'assurer le bon niveau de protection du poignet et de la paume.



Élastique avec
passe-pouce



Passe-pouce
rallongé



Passe-
pouce



Élastique



Tricoté

AUTRES CONSIDÉRATIONS :

- Options de dos complet et ouvert.
- Avec ou sans attache.
- Coutures renforcées sur certaines blouses de chimiothérapie.
- Bouton pression sur le devant des blouses de laboratoire.

DES BLOUSES POUR COMBLER TOUS LES BESOINS

Blouses de laboratoire aux hanches/genoux et d'isolation

Une protection confortable et de qualité supérieure.



Une protection de haute qualité et confortable, sans compromettre le style et le rendement, disponible dans une vaste gamme de couleurs fraîches et à la mode.

Blouse aux hanches SafeWear^{MC}

SMS à couches multiples, col et poignets en tricot, fermeture à bouton-pression sur le devant, trois poches sur le devant, longueur aux hanches.

8101 A à F (P à 3TG)	● Bleu minuit
8102 A à D (P à TG)	● Rose tendre
8103 A à D (P à TG)	● Aubergine
8104 A à D (P à TG)	● Bleu pastel
8105 A à D (P à TG)	○ Première neige
12/sac, 5 sacs/caisse, 60/caisse	



Blouse de laboratoire haute performance SafeWear^{MC}

SMS à couches multiples, col et poignets tricotés, fermeture à bouton pression sur le devant, trois poches sur le devant, longueur au genou.

8107 A à F (P à 3TG)	● Bleu minuit
8108 A à D (P à TG)	● Rose tendre
8109 A à D (P à TG)	● Aubergine
8110 A à D (P à TG)	○ Première neige
8112 A à D (P à TG)	● Bleu pastel
12/sac, 5 sacs/caisse, 60/caisse	



Blouse de laboratoire SafeBasics^{MC}

SMS à couches multiples, col et poignets tricotés, fermeture à bouton pression sur le devant, deux poches sur le devant, longueur au genou.

8016 (P)	 Bleu
8017 (M)	
8018 (G)	
8019 (TG)	
10/sac, 5 sacs/caisse, 50/caisse	



Blouse de laboratoire Ritmed®

SMS à couches multiples, col et poignets tricotés, fermeture à bouton pression sur le devant, pas de poches, longueur au genou.

A8031 (P)	A8036 (3TG)	 Bleu
A8032 (M)	A8038 (4TG)	
A8033 (G)	A8039 (7TG)	
A8034 (TG)	A8040 (9TG)	
A8035 (2TG)		
A8041 (P)	A8046 (3TG)	 Blanc
A8042 (M)	A8048 (4TG)	
A8043 (G)	A8049 (7TG)	
A8044 (TG)	A8050 (9TG)	
A8045 (2TG)	A8051 (12TG)	
10/sac, 5 sacs/caisse, 50/caisse		



Blouse d'isolation

Pour votre sécurité et celle de vos patients.



Les blouses d'isolation non homologuées par l'AAMI peuvent être utilisées pour les soins de base et pour couvrir les visiteurs. Des options respirantes et étanches sont disponibles.

Blouse d'isolation Ritmed®

Non stérile, léger, polypropylène filé-lié, attaches au cou, poignets élastiques, dos complet, ceinture à droite.

D-8009 (REG)	 Jaune
D-8010 (TG)	
10/sac, 5 sacs/caisse, 50/caisse	

Non stérile, léger, polyéthylène, par-dessus la tête, passe-pouces, dos ouvert, attaches latérales.

8025 (REG)	 Bleu
8026 (TG)	
1/sac, 15 sacs/boîte, 5 boîtes/caisse, 75/caisse	



8025



D-8009

Blouse d'isolation SafeWear^{MC}

Non stérile, poids moyen, polypropylène filé-lié, attaches au cou, poignets en tricot, dos complet, ceinture à droite.

8113 (REG)	 Jaune ensoleillé
8113-D (TG)	
8114 (REG)	 Bleu vif
8114-D (TG)	
12/sac, 5 sacs/caisse, 60/caisse	



Blouse d'isolation SafeBasics^{MC}

Non stérile, poids moyen, polypropylène filé-lié, attaches au cou, poignets élastiques, dos complet, ceinture à droite.

8023 (REG)	● Bleu
10/sac, 5 sacs/caisse, 50/caisse	

Non stérile, poids lourds, poly enduit, attaches au cou, poignets en tricot, dos complet, ceinture à droite.

8022 (REG)	○ Blanc
8024 (TG)	
10/sac, 5 sacs/caisse, 50/caisse	



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

Non stérile, poids lourd, poly enduit, poignets élastiques avec passe-pouces, dos ouvert, ceinture à gauche.

A69959 (TG)	● Bleu
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	





Les blouses d'isolation homologuées AAMI de niveau 1 peuvent être utilisées pour les procédures présentant un risque minimal d'exposition au sang/aux liquides, ainsi que pour couvrir les visiteurs.

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] avec technologie Flexneck^{MC}

Non stérile, léger, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture sur le devant.

A69911 (G)	 Jaune
A69912 (TG)	
A69915 (G)	 Bleu
A69916 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Blouse d'isolation Ritmed[®]

Non stérile, léger, SMS à couches multiples, attaches au cou, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture sur le devant.

A69911-T (G)	 Jaune
A69912-T (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	





Les blouses d'isolation homologuées AAMI de niveau 2 peuvent être utilisées pour les procédures présentant un faible risque d'exposition au sang et aux liquides. Des options d'encollure et de poignets pour répondre à tous vos besoins. La conception Flexneck ou Flexneck Plus sans attache permet un enfilage plus rapide et plus sécuritaire. Des blouses testées pour la chimiothérapie sont disponibles.

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] avec technologie Flexneck^{MC}

Non stérile, léger, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture à gauche.

A69921 (G)	 Jaune
A69922 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Non stérile, léger, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces rallongés, dos complet, ceinture à gauche.

A69927 (G)	 Jaune
A69928 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Non stérile, léger, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture à gauche.

A69961 (G)	 Jaune
A69962 (TG)	
A69963 (2TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Non stérile, poids moyen, SMS à couches multiples, poignets élastiques, dos complet, ceinture sur le devant.

A69980 (P)	 Blanc
A69981 (M)	
A69982 (TG)	
A69983 (3TG)	
A69984 (7TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



A69927

Non stérile, poids lourd, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture sur le devant.

A69979-OTH (G)	● Jaune
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Le matériau répond aux exigences du niveau 3 de l'AAMI.

Blouse Ritmed[®] VersaGown Agile^{MC} avec technologies Flexneck Plus^{MC} et TieFree^{MC}

Non stérile, poids moyen, SMS à couches multiples, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet.

A69933 (G)	 Jaune
A69934 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Blouse d'isolation AssureWear^{MC}

Non stérile, poids moyen, SMS à couches multiples, attaches au cou, poignets élastiques, dos complet, ceinture sur le devant.

A69972 (G)	 Jaune
A69973 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Non stérile, poids moyen, SMS à couches multiples, par-dessus la tête, passe-pouces, dos complet, ceinture à gauche.

A69977 (G)	 Jaune
A69978 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

Non stérile, poids lourd, poly enduit, poignets élastiques avec passe-pouces, dos ouvert, ceinture à gauche.

A69949 (P)	● Bleu
A69950 (M)	
A69954 (G)	
A69955 (TG)	
A69951 (G)	● Jaune
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Bouse d'isolation Ritmed[®] testée pour la chimiothérapie

Non stérile, poids lourd, poly enduit, attaches au cou, poignets élastiques avec passe-pouces, dos complet, ceinture à gauche.

A69954-T (G)	● Bleu
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

Non-stérile, poids lourd, poly enduit, attaches au cou, poignets en tricot, dos complet, ceinture à gauche.

A69931 (G)	 Bleu
A69932 (TG)	
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	

Le matériau est homologué AAMI niveau 3/coutures renforcées



Les blouses d'isolation testées pour la chimiothérapie AAMI de niveau 3 peuvent être utilisées pour les procédures présentant un risque modéré d'exposition au sang/aux liquides et pour le travail avec des médicaments chimiothérapeutiques.

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

Non stérile, poids lourd, poly enduit, poignets élastiques avec passe-pouces, dos ouvert, ceinture à gauche.

A69952 (TG)	● Jaune
A69956 (TG)	● Bleu
10/sac, 10 sacs/caisse, 100/caisse	



Blouse chirurgicale

Protection respirante pour les procédures chirurgicales stériles.



Les blouses d'isolation AAMI de niveau 3 peuvent être utilisées pour les procédures présentant un risque modéré d'exposition au sang/aux liquides. Deux serviettes absorbantes 4 épaisseurs incluses.

Blouse de chirurgie stérile AssureWear^{MC}

Stérile, poids lourd, SMS à couches multiples, col à fermeture velcro, poignets en tricot, dos complet, attaches latérales.

S67000 (M)	 Bleu
S67001 (G)	
S67002 (TG)	
1/sac, 50 sacs/caisse	



Couvre-têtes

Protection fiable de la tête et des cheveux, conçue pour rester bien en place. Très respirant et peu pelucheux.

Couvre-têtes SafeBasics^{MC}

Polypropylène filé-lié, non stérile.

8000 (21 po)	○ Blanc
8001 (21 po)	● Bleu
8003 (24 po)	○ Blanc
8004 (24 po)	● Bleu
100/boîte, 5 boîtes/caisse, 500/caisse	



Couvre-têtes Ritmed[®]

Polypropylène filé-lié, non stérile

8004-18 (24 po)	● Bleu
80027-18 (27 po)	
A8005 (24 po)	● Vert
100/boîte, 5 boîtes/caisse, 500/caisse	

Cache-barbes SafeBasics^{MC}

Polypropylène filé-lié, non stérile.

8035 (18 po)	○ Blanc
100/sac, 5 sacs/caisse, 500/caisse	

Couvre-chaussures

Couvre-chaussures imperméables aux fluides, dotés d'ouvertures élastiques extensibles permettant un enfilage et un retrait faciles. Les coutures offrent une résistance maximale à la déchirure. La taille extra-large convient aux hommes jusqu'à la taille 15.

Couvre-chaussures SafeBasics^{MC}

Polypropylène filé-lié, non stérile, non conducteur, antidérapant.

8006 (TG)	 Bleu
8007 (Reg)	
8006XL (TG)	
100/boîte, 3 boîtes/caisse, 300/caisse	

Polypropylène filé-lié, non stérile, non conducteur.

8008 (Reg)	 Bleu
8008-XL (TG)	
100/boîte, 3 boîtes/caisse, 300/caisse	



Sur-bottes hautes Ritmed[®]

Poly enduit, non stérile.

A8007-HT-XL (TG)	● Bleu
50/boîte, 3 boîtes/caisse, 150/caisse	

Blouses de laboratoire aux hanches/genoux et d'isolation



Blouse aux hanches SafeWear^{MC}

8101 A à F (P à 3TG)		60/caisse
8102 A à D (P à TG)		
8103 A à D (P à TG)		
8104 A à D (P à TG)		
8105 A à D (P à TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse de laboratoire haute performance SafeWear^{MC}

8107 A à F (P à 3TG)		60/caisse
8108 A à D (P à TG)		
8109 A à D (P à TG)		
8110 A à D (P à TG)		
8112 A à D (P à TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse de laboratoire SafeBasics^{MC}

8016 (S)		50/caisse
8017 (M)		
8018 (G)		
8019 (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse de laboratoire Ritmed[®]

A8031 (P)	A8036 (3TG)		50/caisse
A8032 (M)	A8038 (4TG)		
A8033 (G)	A8039 (7TG)		
A8034 (TG)	A8040 (9TG)		
A8035 (2TG)			
A8041 (P)	A8046 (3TG)		50/caisse
A8042 (M)	A8048 (4TG)		
A8043 (G)	A8049 (7TG)		
A8044 (TG)	A8050 (9TG)		
A8045 (2TG)	A8051 (12TG)		
Matériau : SMS à couches multiples			

Blouse d'isolation Ritmed[®]

D-8009 (REG)		50/caisse
D-8010 (TG)		
Matériau : Polypropylène filé-lié		
8025 (REG)		75/caisse
8026 (TG)		
Matériau : Polyéthylène		

Blouse d'isolation SafeWear^{MC}

8113 (REG)		60/caisse
8113-D (TG)		
8114 (REG)		
8114-D (TG)		
Matériau : Polypropylène filé-lié		

Blouse d'isolation SafeBasics^{MC}

8023 (REG)	☒	50/caisse
Matériau : Polypropylène filé-lié		
8022 (REG)	☐	50/caisse
8024 (TG)		
Matériau: Poly enduit		

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

A69959 (TG)	●	100/caisse
Matériau : Poly enduit		

Blouses de chirurgie et d'isolation



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] avec technologie Flexneck^{MC}

A69911 (G)	 	100/caisse
A69912 (TG)		
A69915 (G)		
A69916 (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse d'isolation Ritmed[®]

A69911-T (G)		100/caisse
A69912-T (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] avec technologie Flexneck^{MC}

A69921 (G)		100/caisse
A69922 (TG)		
A69927 (G)		
A69928 (TG)		
A69961 (G)		
A69962 (TG)		
A69963 (2TG)		
A69980 (P)		
A69981 (M)		
A69982 (TG)		
A69983 (3TG)		
A69984 (7TG)		
A69979-OTH (G)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse Ritmed[®] VersaGown Agile^{MC} avec technologies Flexneck Plus^{MC} et TieFree^{MC}

A69933 (G)		100/caisse
A69934 (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse d'isolation AssureWear^{MC}

A69972 (G)		100/caisse
A69973 (TG)		
A69977 (G)		
A69978 (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

A69949 (P)		100/caisse
A69950 (M)		
A69954 (G)		
A69955 (TG)		
A69951 (G)		
Matériau : Poly enduit		

Blouse d'isolation Ritmed[®] testée pour la chimiothérapie

A69954-T (G)	100/caisse
Matériau : Poly enduit	

Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

A69931 (G)		100/caisse
A69932 (TG)		
Matériau : Poly enduit		



Blouse AssureWear^{MC} VersaGown[®] testée pour la chimiothérapie avec technologie Flexneck^{MC}

A69952 (TG)		100/caisse
A69956 (TG)		
Matériau : Poly enduit		

Blouse de chirurgie stérile AssureWear^{MC}

S67000 (M)		50/caisse
S67001 (G)		
S67002 (TG)		
Matériau : SMS à couches multiples		

Remarque : Nos blouses d'isolation testées pour la chimiothérapie ont été évaluées conformément à la norme ASTM D6978 en ce qui concerne la résistance à la perméation par les médicaments chimiothérapeutiques.



Découvrez notre gamme complète
de produits sur [medicom.com](https://www.medicom.com)

[medicom.com](https://www.medicom.com) | 1 800 361-2862

Rev.02
© 2024 AMD Medicom Inc. Tous droits réservés.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

