



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



LA PAIRE PARFAITE

À chaque tâche
le bon gant



POUR CEUX QUI ASSURENT LA SANTÉ ET CRÉENT DE MAGNIFIQUES SOURIRES.

Nos solutions de prévention et de contrôle des infections à usage unique, éprouvées et de haute qualité, pour l'ÉPI, la stérilisation, les articles de bureau essentiels et les soins préventifs, sont conçues dans un souci de simplicité et de confort, sans compromis sur la sécurité et l'efficacité clinique.

Faire en sorte que chaque jour soit un peu plus facile dans votre pratique.

L'entreprise Medicom a été fondée en 1988 pendant la crise mondiale du VIH afin de fournir des gants médicaux aux professionnels de la santé en réponse à la pénurie de cette protection essentielle.

Conscients du rôle essentiel que jouent les gants de qualité en matière de sécurité et de protection contre la contamination croisée, nous avons continué à enrichir notre portefeuille diversifié d'options de gants d'examen médical et de gants chirurgicaux de première qualité, conçus pour répondre aux différents besoins et préférences cliniques.

Forts de plus de 35 ans d'expertise, nous vous invitons à commencer ici votre parcours pour trouver la paire idéale.



CHOISIR LES GANTS APPROPRIÉS

Protection et confort

Lorsqu'il s'agit de se protéger les mains, il est important de choisir le bon type de gant pour chaque tâche ou application précise. Notre large sélection de gants d'examen médical et de gants chirurgicaux sans poudre est conçue de manière innovante pour garantir une protection supérieure et le confort que vous méritez.

Nos gants d'examen offrent des technologies de pointe et des formulations spéciales pour répondre aux besoins en constante évolution des professionnels de la santé et de leurs patients.

Nos gants chirurgicaux comportent des matières synthétiques qui reproduisent les avantages des gants en latex sans présenter de risque pour les patients et le personnel souffrant d'allergies de type I (latex).



Quel matériau correspond le mieux à vos besoins?

Chaque matériau utilisé pour les gants présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Les descriptions suivantes sont représentatives des caractéristiques de base des matériaux.

Caractéristique du gant	Nitrile (Examen)	Polychloroprene (Examen/chirurgie)	Polyisoprène (Chirurgie)	Latex (Examen/chirurgie)	Vinyle (Examen)
Niveau de protection	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Faible
Résistance et durabilité	Excellent	Excellent	Très bon	Excellent	Faible
Résistance à la perforation	Excellent	Bon	Bon	Très bon	Faible
Élasticité	Très bon	Excellent	Excellent	Excellent	Passable à faible
Confort et ajustement	Très bon	Très bon	Excellent	Excellent	Passable
Potentiel allergène	Bas	Bas	Bas	Élevé	Très bas

Les performances individuelles des gants peuvent varier.

AJUSTEMENT ET CONFORT

Prise

La plupart de nos gants ont les bouts des doigts texturés pour assurer une bonne prise, même lorsqu'ils sont mouillés. Plusieurs modèles sont entièrement texturés pour une prise optimale.

Poids/Épaisseur


Le poids et l'épaisseur des gants doivent correspondre au niveau de protection et de sensibilité tactile requis pour des tâches précises.

Taille

La bonne taille de gant assure un ajustement confortable, ni trop serré, ni trop lâche. Les gants d'examen sont ambidextres pour plus de commodité. Les gants chirurgicaux sont adaptés à chaque main (droite et gauche) et leur taille est plus précise.

Poignets

Les bords roulés empêchent le déroulement et protègent contre les gouttes de liquide. Les poignets allongés offrent une couverture supplémentaire pour les avant-bras.



CONVIENT POUR LA CHIMIOTHÉRAPIE

Testés et approuvés pour la manipulation de médicaments de chimiothérapie.



À L'ÉPREUVE DU FENTANYL

Testés et approuvés pour la manipulation de fentanyl.



RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Testés et approuvés pour la manipulation de certains produits chimiques.



RÉPARATION DES MAINS

Gants infusés d'agents hydratants pour combattre la sécheresse des mains et favoriser leur réparation.



SANS ACCÉLÉRATEURS AJOUTÉS

Contribuent à réduire le risque d'allergies de type IV causées par des accélérateurs chimiques couramment utilisés dans le processus de fabrication.



TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE

Préviennent la contamination croisée en éliminant les microbes dans les cinq minutes suivant le contact avec l'extérieur du gant.

Utilisation prévue des gants

Les gants d'examen médical sont idéals pour les examens, les prises de sang et les soins aux patients. Des gants chirurgicaux doivent être utilisés pour les procédures stériles.

Pour la manipulation de médicaments, de produits chimiques ou d'aliments, vous devez utiliser des gants conformes aux normes en vigueur pour ces tâches.

L'importance de l'ajustement

Des gants bien ajustés sont essentiels pour travailler de manière sécuritaire et efficace. Les gants trop serrés se déchirent facilement, contribuent à la fatigue des mains et provoquent des lésions telles que le syndrome du canal carpien. Les gants trop lâches réduisent la sensibilité tactile et la dextérité, et augmentent le risque de contamination croisée.

GANTS CHIRURGICAUX STÉRILES SANS LATEX

Confort, sécurité et performance améliorés pour les intervention chirurgicales

Nos gants synthétiques en polychloroprène et en polyisoprène offrent les performances du latex de caoutchouc naturel sans risque d'allergies de type I ou de sensibilisation au latex.

- Fabriqués sur des formes ergonomiques pour un meilleur confort et une meilleure tenue.
- Disponibles en plusieurs épaisseurs pour répondre à vos besoins.
- Enduits de polymère pour faciliter l'enfilage en milieu humide ou sec.

Notre gamme de gants chirurgicaux stériles sans latex peut être utilisée lors de diverses procédures*.

	Chirurgie générale	Cardiovasculaire	Soins dentaires/ maxillofaciaux	Oreille, nez et gorge	Endovasculaire	Travail et accouchement	Laparoscopie/robotique	Neurologie	Obstétrique	Ophtalmologie	Orthopédie	Pédiatrie	Plastique	Thoracique	Urologie	Vasculaire
1144 AssureTouch ^{MC} Guard Micro Polychloroprène		•	•	•	•		•	•		•		•	•			•
1145 AssureTouch ^{MC} Sense Polychloroprène	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1146 AssureTouch ^{MC} Defend Polychloroprène	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1147 AssureTouch ^{MC} React Polyisoprène	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Référence basée sur des données publiques et des informations de pratique courante. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'utilisation.

Vous avez besoin d'une meilleure protection?

Le port de deux paires de gants chirurgicaux, ou « double gantage », peut contribuer à réduire le risque de contamination croisée dans la salle d'opération. Le sous-gant offre une protection supplémentaire, notamment en cas de perforation du gant extérieur. Le choix de sous-gants de couleur contrastée facilite également la détection des perforations.

Allergie ou hypersensibilité au latex dermatites de contact et autres conditions

Le choix de gants synthétiques permet d'éviter des réactions allergiques potentiellement graves au latex. Il pourrait être bénéfique pour les personnes qui ont des réactions indésirables aux gants synthétiques de porter des gants qui ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques. Essayez les gants d'examen médical en nitrile Medicom sans accélérateurs ajoutés.

TOUT SAVOIR SUR VOS GANTS

Gants d'examen médical non stérile



POLYCHLOROPRÈNE Ocean Pacific® NeoNatural

Profitez du meilleur des deux mondes

Combine la douceur du latex et la résistance du nitrile, pour une protection fiable sans sacrifier le confort ou la dextérité. Résistant aux produits chimiques.



Article	1228	
Couleur	Émeraude ●	
Poids	6 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,11 (4,33)	Paume 0,08 (3,15)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Eclipse

Un ajustement précis pour les tâches minutieuses

Mince et extensible pour une dextérité optimale. S'adapte à la main pour réduire la fatigue et maximiser la sensibilité tactile.


Article	OP-EC	
Couleur	Bleu ●	
Poids	3 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,05 (1,97)	Palm 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Lab Master

Pour les mains sensibles

Fabriqués sans accélérateurs chimiques connus pour provoquer des réactions cutanées, ils sont sans danger pour les professionnels souffrant d'allergies ou de sensibilités chimiques de type IV.



Article	OP-LM2	
Couleur	Indigo ●	
Poids	3,2 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,08 (3,15)	Paume 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® TruAloe



Une protection robuste qui fera sourire vos mains. Infusés à l'aloë vera pour apaiser et hydrater les mains pendant l'utilisation. La fabrication sans accélérateurs ajoutés contribue à réduire le risque d'allergie de type IV.




Article	1226	
Couleur	Vert aloë ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,1 (3,94)	Paume 0,06 (2,36)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Elements

Biodégradable de 81% en moins d'un an et demi. Spécialement formulé pour une biodégradation accélérée dans les décharges, sans compromettre la qualité du produit. Testé selon la norme ASTM D5511.



Article	OP-BIO	
Couleur	Bleu ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,07 (2,76)	Paume 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Blue Lite

Combinaison idéale de confort et de résistance

Gant robuste offrant une dextérité et une sensibilité tactile accrues, associé à un excellent ajustement au niveau des paumes et des pouces.



Article	OP-BL2	
Couleur	Bleu ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,08 (3,15)	Paume 0,06 (2,36)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Intuition

Dextérité, douceur et style

Un gant robuste offrant une excellente dextérité et sensibilité tactile dans une magnifique teinte lilas. Doux comme de la soie.



Article	OP-IN	
Couleur	Lilas ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,08 (3,15)	Paume 0,06 (2,36)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE Ocean Pacific® Ninja

Résistance et prise supérieures

Protection optimale et préhension ultime. Approuvé par Santé Canada pour la manipulation des aliments.



Article	OP-NI	
Couleur	Noir ●	
Poids	5,3 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,12 (4,72)	Paume 0,1 (3,94)
Taille	P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Entièrement texturés	



NITRILE AssureTouch® Basics

Un gant abordable sans compromis

Une protection à prix abordable associée à une excellente dextérité manuelle et à une grande sensibilité tactile.



Article	9985	
Couleur	Bleu ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,07 (2,76)	Paume 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE AssureTouch® Noir NOUVEAU

La sécurité rencontre l'élégance

La robustesse et la durabilité du nitrile dans un gant léger et élégant. Offre une protection exceptionnelle et une grande sensibilité tactile tout en minimisant la visibilité du sang.

Article	9955	
Couleur	Noir ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,11 (4,3)	Paume 0,06 (2,36)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE SafeBasics® True Fit Thin

Gant polyvalent

La résistance et la durabilité inégalées du nitrile conjugent protection fiable et ajustement exceptionnel.



Article	1185		1186	
Couleur	Bleu 		Rose 	
Poids	3,5 g		3,2 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts	Paume	Doigts	Paume
	0,08 (3,15)	0,05 (1,97)	0,07 (2,76)	0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG		TP, P, M, G	
Embal- lage	300 gants/boîte, 8 boîtes/caisse			
Prise	Bouts des doigts texturés			



NITRILE SafeTouch® Advanced Comfort

Confort et sensibilité tactile ultimes

Procure sensibilité tactile et dextérité. Résistant aux perforations et aux déchirures.

Article	1196	
Couleur	Blanc ○	
Poids	2,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,05 (1,97)	Paume 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	300 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE SafeTouch® MicroDefense

Plus qu'une simple barrière contre les germes
Élimine jusqu'à 99,999% des microbes testés.
Temps de contact de 5 minutes. Sans danger pour la peau et la bouche.



Article	1230	
Couleur	Bleu violet ●	
Poids	3,2 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,07 (2,76)	Paume 0,05 (1,97)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	TP - G: 200 gants/boîte TG: 180 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE SafeTouch® Advanced Form

Protection et sensibilité tactile optimales
Gant plus mince qui conjugue avec brio protection et sensibilité tactile.

Article	1177	
Couleur	Bleu ●	
Poids	3,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,11 (4,33)	Paume 0,07 (2,76)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	200 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



NITRILE SafeTouch® Advanced Rejuvenate

Vous avez les mains sèches?
Enduit de lanoline et de vitamine E. Gant polyvalent, très résistant et doté d'un confort semblable à celui du latex.



Article	1176	
Couleur	Blanc ○	
Poids	4 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,1 (3,94)	Paume 0,08 (3,15)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Entièrement texturé	



LATEX SafeTouch® Connect

Confort et prise optimaux
Gant polyvalent en latex à faible teneur en protéines.

Article	1124	
Couleur	Naturel ●	
Poids	6 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,08 (3,15)	Paume 0,08 (3,15)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Entièrement texturé	



LATEX SafeTouch® Rejuvenate

Tout ce que vous aimez dans le latex et plus encore
Infusé de lanoline et de vitamine E pour apaiser et hydrater les mains sèches. Latex doux et ergonomique.



Article	1163	
Couleur	Naturel ○	
Poids	6 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,12 (4,72)	Paume 0,11 (4,33)
Taille	TP, P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Bouts des doigts texturés	



VINYLE SafeTouch® EverStrong

The perfect fit for low-risk activities
Versatile PVC (vinyl) with a smooth texture for optimal tactile sensitivity.

Article	1129	
Couleur	Transparent ○	
Poids	5,3 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,06 (2,36)	Paume 0,06 (2,36)
Taille	P, M, G, TG	
Emballage	100 gants/boîte 10 boîtes/caisse	
Prise	Texture douce	

Gants chirurgicaux stériles



POLYCHLOROPRÈNE AssureTouch^{MC} Guard Micro

Le polychloroprène combine la résistance du nitrile avec le confort du latex, sans les risques d'allergies de type I ou de sensibilisation au latex. Idéal pour les procédures nécessitant une sensibilité tactile. La micro-épaisseur permet un double gantage.

Article	1144	
Couleur	Blanc naturel ○	
Poids	9,8 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,13 (5,12)	Paume 0,11 (4,33)
Taille	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	
Emballage	1 paire/pochette 50 paires/boîte 4 boîtes/caisse	
Prise	Paumes texturés	



POLYCHLOROPRÈNE AssureTouch^{MC} Sense

Le polychloroprène combine la résistance du nitrile avec le confort du latex, sans les risques d'allergies de type I ou de sensibilisation au latex. L'épaisseur standard permet de les utiliser dans un large éventail de procédures chirurgicales.

Article	1145	
Couleur	Blanc naturel ○	
Poids	13 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,17 (6,69)	Paume 0,15 (5,91)
Taille	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	
Emballage	1 paire/pochette 50 paires/boîte 4 boîtes/caisse	
Prise	Paumes texturés	



POLYCHLOROPRÈNE AssureTouch^{MC} Defend

Le polychloroprène combine la résistance du nitrile avec le confort du latex, sans les risques d'allergies de type I ou de sensibilisation au latex. La couleur vert menthe permet une identification instantanée du non-latex et une détection plus rapide des déchirures lors d'un double gantage. L'épaisseur standard permet de les utiliser dans un large éventail de procédures chirurgicales.

Article	1146	
Couleur	Menthe verte ○	
Poids	13,5 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,17 (6,69)	Paume 0,15 (5,91)
Taille	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	
Emballage	1 paire/pochette 50 paires/boîte 4 boîtes/caisse	
Prise	Paumes texturés	



POLYISOPRÈNE AssureTouch^{MC} React

Le polyisoprène offre une élasticité et un confort similaires à ceux du latex sans les risques d'allergies de type I ou de sensibilisation au latex. Sans thiuram ni DPG pour réduire le risque d'allergies chimiques de type IV. L'épaisseur standard permet de les utiliser dans un large éventail de procédures chirurgicales.

Article	1147	
Couleur	Blanc naturel ○	
Poids	11,9 g	
Épaisseur: mm (mil)	Doigts 0,18 (7,09)	Paume 0,17 (6,69)
Taille	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	
Emballage	1 paire/pochette 50 paires/boîte 4 boîtes/caisse	
Prise	Paumes texturés	

FAITES VOTRE CHOIX

Quelles sont vos priorités? Les tableaux suivants vous aideront à choisir le modèle qui vous convient le mieux.

Gants d'examen médical non stérile

	Article	Nom du produit	Poids	g	Médicaments/produits chimiques résistance	Spécialité	Gants/boîte	Couleur
POLYCHLOROPRÈNE	1228	Ocean Pacific® NeoNatural	Lourd	6	Testée pour la chimiothérapie et résistant aux produits chimiques		100	Émeraude
	OP-EC	Ocean Pacific® Eclipse	Léger	3			200	Bleu
NITRILE	OP-LM2	Ocean Pacific® Lab Master	Léger	3,2	Testée pour la chimiothérapie	Sans accélérateurs ajoutés	200	Indigo
	1226	Ocean Pacific® TruAloe	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie	Infusés d'aloë vera/ Sans accélérateurs ajoutés	200	Vert aloë
	OP-BIO	Ocean Pacific® Elements	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie et le fentanyl	Biodégradation anaérobie	200	Bleu
	OP-BL2	Ocean Pacific® Blue Lite	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie		200	Bleu
	OP-IN	Ocean Pacific® Intuition	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie		200	Lilas
	OP-NI	Ocean Pacific® Ninja	Lourd	5,3	Testée pour la chimiothérapie et le fentanyl		200	Noir
	9985	AssureTouch ^{MC} Basics	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie		100	Bleu
	9955	AssureTouch ^{MC} Noir NOUVEAU	Léger	3,5			200	Noir
	1186	SafeBasics® True Fit Thin	Léger	3,2	Testée pour la chimiothérapie		300	Rose
	1185	SafeBasics® True Fit Thin	Léger	3,5	Testée pour la chimiothérapie et le fentanyl		300	Bleu
	1196	SafeTouch® Advanced Comfort	Léger	2,5			300	Blanc
	1230	SafeTouch® MicroDefense	Léger	3,2	Testée pour la chimiothérapie	Antimicrobial	TP-G: 200 TG: 180	Bleu violet
	1177	SafeTouch® Advanced Form	Léger	3,5			200	Bleu
	1176	SafeTouch® Advanced Rejuvenate	Moyen	4		Infusés de lanoline et de vitamine E	100	Blanc
LATEX	1124	SafeTouch® Connect	Lourd	6			100	Naturel
	1163	SafeTouch® Rejuvenate	Lourd	6		Infusés de lanoline et de vitamine E	100	Naturel
VINYLE	1129	SafeTouch® EverStrong	Lourd	5,3			100	Transparent

Légers = moins de 3,6 g | Moyens = 3,6 à 4,5 g | Lourds = plus de 4,5 g

Gants chirurgicaux stériles

	Article	Nom du produit	Poids	g	Médicaments/produits chimiques résistance	Spécialité	Gants/boîte	Couleur
POLYCHLOROPRÈNE	1144	AssureTouch ^{MC} Guard Micro	Léger	9,8			50 paires	○ Blanc naturel
	1145	AssureTouch ^{MC} Sense	Moyen	13			50 paires	○ Blanc naturel
	1146	AssureTouch ^{MC} Defend	Moyen	13,5			50 paires	● Menthe verte
POLYISOPRÈNE	1147	AssureTouch ^{MC} React	Moyen	11,9			50 paires	○ Blanc naturel

Légers = moins de 11 g | Moyens = 11 à 14 g | Lourds = plus de 14 g



Commandez
vos échantillons
GRATUITS

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Fièrément établi au Canada.
Connecté au monde.

Soins dentaires CAN
medicom.com | 1-800-361-2862

Rev.05 Mars 2025
©2025 AMD Medicom Inc. Tous droits réservés.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

