




DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FORME ET FONCTION

Masques de qualité
pour chaque besoin
individuel



POUR CEUX QUI ASSURENT LA SANTÉ ET CRÉENT DE MAGNIFIQUES SOURIRES.

Nos solutions de prévention et de contrôle des infections à usage unique, éprouvées et de haute qualité, pour l'ÉPI, la stérilisation, les articles de bureau essentiels et les soins préventifs, sont conçues dans un souci de simplicité et de confort, sans compromis sur la sécurité et l'efficacité clinique.

Faire en sorte que chaque jour soit un peu plus facile dans votre pratique.

Medicom a été fondée en 1988 en réponse à la demande critique de gants médicaux de haute qualité pendant la crise mondiale du VIH, et a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en matière de prévention et de contrôle des infections.

Forts de plus de 35 ans d'expertise, nous avons continuellement fait évoluer la technologie et la conception de nos masques afin de mieux répondre à un large éventail de besoins et de préférences individuels.

Découvrez dès aujourd'hui notre vaste gamme de masques et constatez la différence que la qualité, l'innovation et le bon ajustement peuvent faire pour assurer votre sécurité et votre confort.



CHOISIR LE MASQUE QUI VOUS CONVIENT

Confort et protection

La norme ASTM F2100-23 établit une classification des masques en trois niveaux en fonction de leur efficacité de filtration bactérienne (BFE), de leur efficacité de filtration des particules submicroniques (PFE), de leur résistance aux fluides et de leur respirabilité (pression différentielle).

	Barrière faible ASTM Niveau 1	Barrière modérée ASTM Niveau 2	Barrière élevée ASTM Niveau 3
BFE, à 3 microns	≥ 95 %	≥ 98 %	≥ 98 %
PFE, à 0,075 micron	≥ 80 %	≥ 85 %	≥ 85 %
Résistance aux fluides	≥ 80 mm Hg	≥ 120 mm Hg	≥ 160 mm Hg
Pression différentielle	< 5,0 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²
Inflammabilité	Classe 1	Classe 1	Classe 1

Déterminez le niveau de protection dont vous avez besoin, en tenant compte de facteurs tels que la durée de la procédure, la quantité de liquide ou d'aérosol impliquée et les mesures de précaution standard.

ASTM NIVEAU 1*

- Examens à faible risque
- Nettoyage/entretien de la salle opératoire
- Orthodontie
- Radiographies, impressions
- Parage, finition et polissage en laboratoire
- Application de fluorure

ASTM NIVEAU 2*

- Chirurgie buccale limitée
- Endodontie
- Prophylaxie
- Traitements blanchissants
- Matériaux d'obturation/composés
- Scellants
- Détartrage et surfaçage radiculaire

ASTM NIVEAU 3*

- Chirurgie buccale complexe
- Préparation de couronnes
- Procédures parodontales
- Implants
- Utilisation de détartreurs ultrasoniques
- Utilisation d'une pièce à main à grande vitesse
- Applications au laser

Forme et fonction

Medicom propose une variété de masques à usage général, de masques de procédure et de masques chirurgicaux dans les trois niveaux ASTM, ainsi que des respirateurs chirurgicaux N95 certifiés NIOSH. Nos masques ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel et ne risquent pas de pelucher ou de se déchirer pendant l'utilisation.

Masque utilitaire pour le visage



Pour un usage général.
Ne convient pas aux
procédures cliniques.

**Masque chirurgical
à attaches**



Pour les procédures
dentaires/cliniques.

**Masque de procédure
à boucles auriculaires**



Pour les procédures
dentaires/cliniques.

Respirateur chirurgical N95



Pour le traitement de
patients atteints de maladies
transmissibles par voie aérienne
connues ou suspectées.

* Liste illustrative basée sur des données publiques et des informations sur les pratiques courantes. Faire preuve de discernement clinique pour le choix final de la protection appropriée nécessaire.

ANATOMIE D'UN MASQUE FACIAL

Couche filtrante

Boucles latérales/attaches pour les oreilles

Barrette nasale réglable

Couche intérieure sans colorant

Couche extérieure

Mentonnière réglable

Construction



Plis en bardeaux



Plis oméga
(poche d'air plus grande)



Ajustement 3D



Fenêtre

Considérations relatives à la spécialité

Ajustement 3D



Couverture plus grande

Fenêtre



Lecture labiale activée

Poche d'air plus grande



Meilleure respirabilité

Filtre novateur



Très léger

Distribution sans enchevêtrement



Efficacité du flux de travail

Sans danger pour la peau



Conçu pour la peau sensible

Évacuation de l'humidité



Empêche l'accumulation d'humidité

Couche intérieure ultradouce



Confort accru

Bande anti-buée



Assure une vision claire

Mentonnière ajustable



Ajustement personnalisé

DES MASQUES AUSSI UNIQUES QUE VOUS



SafeMask® Curve



ASTM Niveau 3

220114

220115



25/boîte, 8 boîtes/caisse, 200/caisse



SafeMask® Artisan



ASTM Niveau 2

221315

ASTM Niveau 3

221415

221492

221414



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Vision



ASTM Niveau 3

221514



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® SofSkin



Niveau 3

ASTM Niveau 1

2080

2081

2082

2083

ASTM Niveau 3

2086

2087

2088

2089



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® SofSkin Fit



ASTM Niveau 3

219914



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® SofSkin Clear Fit



ASTM Niveau 3

220014



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® TailorMade



ASTM Niveau 1

2070

ASTM Niveau 3

2072



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® FreeFlow



ASTM Niveau 1

200311

200315

200316

ASTM Niveau 2

200415

200416

ASTM Niveau 3

200511

200515

200516

200514



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Master Series



ASTM Niveau 1

2050

2051

2052

2053

2054

ASTM Niveau 2

2056

2057

ASTM Niveau 3

2058

2059

2057



50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Premier

ASTM Niveau 1		
2010		☐
2011		☐
2015		☐
2016		☐
2017		☐
2018		☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Premier Plus

ASTM Niveau 2		
2040		☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Premier Elite

ASTM Niveau 3		
2042		☐
2043		☐
2044		☐
2046		☐
2047		☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Premier Elite ProShield

ASTM Niveau 3		
204215		☐
204216		☐
2025		☐

25/boîte, 4 boîtes/caisse, 100/caisse



Midnight

ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
213792	213892	213992

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Classics

ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
205115	205215	205315
205116	205216	205316
205117	205217	205317
205114	205214	205314

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



AssureMask® Precision



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
206815	207015	207115
206818	207018	207118
206814	207014	207114

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Junior

ASTM Niveau 1		
2035		☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Cone

2020		
		☐

50/boîte, 12 boîtes/caisse, 600/caisse



**Commandez votre
Échantillon GRATUIT**

TROUVEZ CELUI QUI VOUS CONVIENT

Masques de procédure



	Niveau de protection ASTM	Construction*	Filtre novateur	Sans danger pour la peau	Évacuation de l'humidité	Bande antibuée	Mentonnière ajustable	Couche intérieure ultra douce	Couleurs
SafeMask® Curve	N3	Ajustement 3D							● ○
SafeMask® Artisan	N2, N3		●						○ ● ●
SafeMask® Vision	N3	Fenêtre	●						○
SafeMask® SofSkin	N1, N3			●	●				○ ● ● ●
SafeMask® SofSkin Fit	N3			●	●		●		○
SafeMask® SofSkin ClearFit	N3			●	●	●	●		○
SafeMask® TailorMade	N1, N3						●		●
SafeMask® FreeFlow	N1, N2, N3	Plis oméga				●			○ ● ● ●
SafeMask® Master Series	N1, N2, N3							●	● ● ● ● ● ● ● ●
Midnight	N1, N2, N3								●
SafeMask® Premier (gamme de produits)	N1, N2, N3								● ● ● ● ● ● ● ●
SafeMask® Premier Elite ProShield (avec visière)	N3								● ● ● ●
SafeMask® Classics	N1, N2, N3								○ ● ● ● ●
SafeMask® Junior (pediatric)	N1								●

Autres masques



	Niveau de protection ASTM	Construction*	Filtre novateur	Sans danger pour la peau	Évacuation de l'humidité	Bande antibuée	Mentonnière ajustable	Couche intérieure ultra douce	Couleurs
AssureMask® Precision	N1, N2, N3					●			● ● ● ○
SafeMask® Cone	s.o.	Cône							●

*Plis en bardeaux, sauf indication contraire.


RESPIRATEURS CHIRURGICAUX N95

Barrette
nasale réglable

Bandes de confort
à fente unique

Construction légère
et respirante

Matériaux de haute qualité
et forme en bec de canard



SafeMask Architect Pro offre la protection la plus élevée sans compromettre le confort.

Test Méthode	Résultats
Biocompatibilité : cytotoxicité, sensibilisation cutanée et irritation cutanée ISO 10993-5, ISO 10993-10 et ISO 10993-23	Conforme à la norme
Efficacité du filtre à particules (PFE) 42 CFR 84	≥ 95 %
Résistance au flux d'air 42 CFR 84	Inspiration < 35 mm H ₂ O Expiration < 25 mm H ₂ O
Résistance aux fluides (résistance à la pénétration du sang synthétique) ASTM F1862	Niveau 2 : 120 mm Hg
Inflammabilité 16 CFR 1610	Classe 1 – Conforme
Ajustement CAN/CSA Z94.4	Une combinaison de toutes les tailles convient à > 90 % des utilisateurs

La réglementation exige que les utilisateurs de respirateurs subissent des essais d'ajustement pour confirmer que le respirateur forme un joint étanche autour du visage avant de l'utiliser sur le lieu de travail.



Balayez pour en savoir plus sur les essais d'ajustement et/ou pour accéder aux vidéos étape par étape, aux guides des tailles, aux instructions d'enfilage et de retrait, etc.

SafeMask® Architect Pro^{MC}



Respirateur certifié NIOSH qui filtre 95 %
des aérosols particulaires exempts d'huile

203214	Petit	☐
203314	Moyen	☐
203414	Grand	☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse





Fièremment établi au Canada.
Connecté au monde.

Soins dentaires CAN
medicom.com | 1-800-361-2862

Rev.02 Mars 2025
©2025 AMD Medicom Inc. Tous droits réservés.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

