




DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FORME ET FONCTION

Masques de qualité
pour chaque besoin
individuel



POUR LES PROFESSIONNELS DE PREMIÈRE LIGNE EN MATIÈRE DE SOINS AUX PATIENTS.

Nos solutions de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité, y compris les ÉPI, sont conçues par des experts pour garantir la conformité dont vous avez besoin ainsi que le confort et la protection que vous méritez.

Nous vous procurons la tranquillité d'esprit afin que vous puissiez vous consacrer pleinement aux personnes dont vous vous occupez.

Medicom a été fondée en 1988 en réponse à la demande critique de gants médicaux de haute qualité pendant la crise mondiale du VIH, et a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en matière de prévention et de contrôle des infections.

Forts de plus de 35 ans d'expertise, nous avons continuellement fait évoluer la technologie et la conception de nos masques afin de mieux répondre à un large éventail de besoins et de préférences individuels.

Découvrez dès aujourd'hui notre vaste gamme de masques et constatez la différence que la qualité, l'innovation et le bon ajustement peuvent faire pour assurer votre sécurité et votre confort.



CHOISIR LE MASQUE QUI VOUS CONVIENT

Confort et protection

La norme ASTM F2100-23 établit une classification des masques en trois niveaux en fonction de leur efficacité de filtration bactérienne (BFE), de leur efficacité de filtration des particules submicroniques (PFE), de leur résistance aux fluides et de leur respirabilité (pression différentielle).

	Barrière faible ASTM Niveau 1	Barrière modérée ASTM Niveau 2	Barrière élevée ASTM Niveau 3
BFE, à 3 microns	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
PFE, à 0,075 micron	≥ 80 %	≥ 85%	≥ 85%
Résistance aux fluides	≥ 80 mm Hg	≥ 120 mm Hg	≥ 160 mm Hg
Pression différentielle	< 5,0 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²
Inflammabilité	Classe 1	Classe 1	Classe 1

Déterminez le niveau de protection dont vous avez besoin, en tenant compte de facteurs tels que la durée de la procédure, la quantité de liquide ou d'aérosol impliquée et les mesures de précaution standard.

ASTM NIVEAU 1*

- Contrôle à la source (par exemple, patients dans la zone d'accueil)
- Examens physiques de routine
- Environnements propres
- Noyaux stériles

ASTM NIVEAU 2*


- Protection respiratoire/gouttelettes pendant la saison froide/grippale
- Salle d'urgence
- Changements de pansements
- Travaux de laboratoire avec exposition au sang

ASTM NIVEAU 3*

- Toutes les interventions chirurgicales
- Incision/drainage de la lésion
- Aspiration de l'articulation
- Premiers soins en cas de traumatisme majeur

Forme et fonction

Medicom propose une variété de masques à usage général, de masques de procédure et de masques chirurgicaux dans les trois niveaux ASTM, ainsi que des respirateurs chirurgicaux N95 certifiés NIOSH. Nos masques ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel et ne risquent pas de pelucher ou de se déchirer pendant l'utilisation.



* Liste illustrative basée sur des données publiques et des informations sur les pratiques courantes. Faire preuve de discernement clinique pour le choix final de la protection appropriée nécessaire.

ANATOMIE D'UN MASQUE FACIAL

Couche filtrante


Boucles latérales/attaches pour les oreilles

Barrette nasale réglable

Couche intérieure sans colorant

Couche extérieure

Mentonnière réglable



Construction



Plis en bardeaux



Plis oméga
(poche d'air plus grande)



Ajustement 3D



Fenêtre

Considérations relatives à la spécialité

Ajustement 3D



Couverture plus grande

Fenêtre



Lecture labiale activée

Poche d'air plus grande



Meilleure respirabilité

Filtre novateur



Très léger

Distribution sans enchevêtrement



Efficacité du flux de travail

Sans danger pour la peau



Conçu pour la peau sensible

Évacuation de l'humidité



Empêche l'accumulation d'humidité

Couche intérieure ultradouce



Confort accru

Bande anti-buée



Assure une vision claire

Mentonnière ajustable



Ajustement personnalisé

DES MASQUES AUSSI UNIQUES QUE VOUS



AssureMask® Balance

ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
205414	205514	205614 ☐
205415	205515	205615 ☐
205416	205516	205616 ☐
205417	205517	205617 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



AssureMask® Valiant



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
205714	205814	205914 ☐
205715	205815	205915 ☐
205716	205816	205916 ☐
205717	205817	205917 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Artisan



ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
221315	221414 ☐
	221415 ☐
	221492 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Vision



ASTM Niveau 3
221514 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® FreeFlow



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
200311		200511 ☐
200315	200415	200515 ☐
200316	200416	200516 ☐
		200514 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® TailorMade



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 3
2070	2072 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Curve



ASTM Niveau 3
220114 ☐
220115 ☐

25/boîte, 8 boîtes/caisse, 200/caisse



SafeMask® SofSkin



Niveau 3



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 3
2080	2086 ☐
2081	2087 ☐
2082	2088 ☐
2083	2089 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® SofSkin Fit



ASTM Niveau 3
219914 ☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® SofSkin Clear Fit



ASTM Niveau 3	
220014	☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



Midnight

ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
213792	213892	213992
		☒

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Junior

ASTM Niveau 1	
2035	☒

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse



SafeMask® Premier Elite ProShield

ASTM Niveau 3	
204215	☒
204216	☒

25/boîte, 4 boîtes/caisse, 100/caisse



Ritmed® ProShield

ASTM Niveau 3	
2125	☒

25/boîte, 4 boîtes/caisse, 100/caisse



AssureMask® Precision



ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3
206815	207015	207115
206818	207018	207118
206814	207014	207114
		☐

50/boîte, 6 boîtes/caisse, 300/caisse



AssureMask® Precision Care



ASTM Niveau 1	
206814	☐

50/boîte, 6 boîtes/caisse, 300/caisse



SafeMask® Cone

2020	☒
------	-------------------------------------

50/boîte, 12 boîtes/caisse, 600/caisse



Commandez votre
Échantillon GRATUIT

TROUVEZ CELUI QUI VOUS CONVIENT

Masques de procédure



	Niveau de protection ASTM	Construction*	Filtre novateur	Sans danger pour la peau	Évacuation de l'humidité	Bande antibuée	Mentonnière ajustable	Couleurs
AssureMask® Balance	N1, N2, N3							○ ● ● ●
AssureMask® Valiant	N1, N2, N3							○ ● ● ●
SafeMask® Artisan	N2, N3		●					● ○ ●
SafeMask® Vision	N3	Fenêtre	●					○
SafeMask® FreeFlow	N1, N2, N3	Plis oméga				●		○ ● ● ●
SafeMask® TailorMade	N1, N3						●	●
SafeMask® Curve	N3	Ajustement 3D						○ ●
SafeMask® SofSkin	N1, N3			●	●			○ ● ● ●
SafeMask® SofSkin Fit	N3			●	●		●	○
SafeMask® SofSkin Clear Fit	N3			●	●	●	●	○
Midnight	N1,N2, N3							●
SafeMask® Junior (pediatric)	N1							●
SafeMask® Premier Elite ProShield (avec visière)	N3							● ●
Ritmed® ProShield (avec visière)	N3							●

Chirurgical et autres



	Niveau de protection ASTM	Construction*	Filtre novateur	Sans danger pour la peau	Évacuation de l'humidité	Bande antibuée	Mentonnière ajustable	Couleurs
AssureMask® Precision	N1, N2, N3					●		● ● ○
AssureMask® Precision Care	N1			●	●	●		○
SafeMask® Cone	s.o.	Cône						●

*Plis en bardeaux, sauf indication contraire.


RESPIRATEURS CHIRURGICAUX N95

**Barrette
nasale réglable**

**Bandes de confort
à fente unique**

**Construction légère
et respirante**

**Matériaux de haute qualité
et forme en bec de canard**



**SafeMask Architect Pro offre la protection la plus élevée
sans compromettre le confort.**

Test Méthode	Résultats
Biocompatibilité : cytotoxicité, sensibilisation cutanée et irritation cutanée ISO 10993-5, ISO 10993-10 et ISO 10993-23	Conforme à la norme
Efficacité du filtre à particules (PFE) 42 CFR 84	≥ 95 %
Résistance au flux d'air 42 CFR 84	Inspiration < 35 mm H ₂ O Expiration < 25 mm H ₂ O
Résistance aux fluides (résistance à la pénétration du sang synthétique) ASTM F1862	Niveau 2 : 120 mm Hg
Inflammabilité 16 CFR 1610	Classe 1 – Conforme
Ajustement CAN/CSA Z94.4	Une combinaison de toutes les tailles convient à > 90 % des utilisateurs

La réglementation exige que les utilisateurs de respirateurs subissent des essais d'ajustement pour confirmer que le respirateur forme un joint étanche autour du visage avant de l'utiliser sur le lieu de travail.



Balayez pour en savoir plus sur les essais d'ajustement et/ou pour accéder aux vidéos étape par étape, aux guides des tailles, aux instructions d'enfilage et de retrait, etc.

SafeMask® Architect Pro^{MC}



**Respirateur certifié NIOSH qui filtre 95 %
des aérosols particulaires exempts d'huile**

203214	Petit	☐
203314	Moyen	☐
203414	Grand	☐

50/boîte, 10 boîtes/caisse, 500/caisse





medicom.com | 1-800-361-2862

Rev.00
©2025 AMD Medicom Inc. Tous droits réservés.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

